

MÉTHODES DE PRÉLÈVEMENT

SENSIBILITÉ⁽¹⁾

OÙ SE FAIRE TESTER

QUAND SE FAIRE TESTER

OBJECTIFS

TEMPS D'ATTENTE DU RÉSULTAT

TEST ANTIGÉNIQUE

Nasal
(autotest)

Nasal et salivaire
(auto-prélèvement)

Nasopharyngé
(personnel de santé)

91%
(Nasal)**

95%
(Nasal et salivaire)**

97%*
(Nasopharyngé)**

*moyenne calculée par APHP de 60%
**tous les tests BioSpeedia détectent 100% des super-contamineurs.

Nasal :
domicile, commerces,
pharmacies.

Nasal et salivaire :
pharmacies,
médecins, hôpitaux.

Nasopharyngé :
pharmacies,
médecins, hôpitaux.

Tous les 2/3 jours
après le cas contact,
même si absence de
symptôme.

En cas de présence de
symptômes
évocateurs.

Cas contact.

Détecter le virus au
moment du test.

Casser précocement
les chaînes de
contamination.

15 min

TEST PCR

Salivaire
(pour les enfants)

Nasopharyngé

89%
(Salivaire)

100%
(Nasopharyngé)

Salivaire :
écoles, centres de
dépistage.

Nasopharyngé :
laboratoires.

En cas de présence de
symptômes
évocateurs.

Cas contact.

Pour confirmer un test
antigénique positif.

Détecter le virus au
moment du test.

Déterminer le type de
variant.*

*Attention peu de tests PCR déterminent
le variant (le test BioSpeedia est l'un des
rares tests à déterminer le type de variant).

12h

(jusqu'à 48h en
fonction de la
disponibilité du
laboratoire)

TEST SÉROLOGIQUE

**Piqûre au bout
du doigt**

97%

Pharmacies
Hôpitaux
Laboratoires

Deuxième semaine
après l'apparition des
symptômes.

Après la vaccination.

Vérification de la
présence du virus.

Détection des
anticorps protégeant
du virus.

15 min

1

TEST ANTIGÉNIQUE

Test rapide permettant de diagnostiquer la présence du virus.



- Disponible en pharmacies, hôpitaux et chez votre médecin.
- Permet d'obtenir des résultats rapides pour un suivi épidémiologique.
- À effectuer très régulièrement pour détecter très tôt l'infection et casser rapidement les chaînes de contamination. Idéalement toutes les 48 heures.
- Permet de détecter l'ensemble des variants et mutations du virus.
- Ne nécessite pas de machine ni de laboratoire.

Nasal



Utilisation simple et non-douloureuse.

Grande sensibilité (91%).


Validée en auto-test pour un usage à la maison.



Ne détecte pas les charges virales très basses.

Nasal + Salivaire

solution brevetée BioSpeedia



Utilisation non-douloureuse et sous le contrôle
d'un personnel soignant.

Excellente sensibilité (95%).

Alternative au nasopharyngé.



Ne détecte pas les charges virales
extrêmement basses.

Nasopharyngé



Utilisation en pharmacies et hôpitaux.

Excellente sensibilité (97%).



Désagréable.

Nécessite un professionnel de santé.

Ne détecte pas les charges virales extrêmement
basses.

2

TEST PCR

Test biologique moléculaire permettant de diagnostiquer la présence du virus et nécessitant un laboratoire. Il révèle si un malade est infecté par le virus au moment où on le réalise.




- Réalisable uniquement en laboratoire par un personnel soignant.
- Solution liée à l'application COVID-19 pour un meilleur traçage.

Nasopharyngé



Salivaire



Test très fiable.

Sensible sur les charges virales basses.

Détermine l'origine des variants (uniquement test BioSpeedia).



Détecte les charges virales moyennes et élevées (90%).

Adapté aux enfants.

Détermine l'origine des variants (uniquement test BioSpeedia).



Processus long nécessitant un laboratoire.

Détecte l'ADN mort du virus, donc possibilité d'obtenir des faux positifs.

Test douloureux.



Uniquement réservé aux enfants.

Processus long et difficultés logistiques (le prélèvement doit être envoyé dans les 5 heures au laboratoire).

3


TEST SÉROLOGIQUE

Test rapide de détection des anticorps en réponse à une infection passée ou à une vaccination.



- Disponible en pharmacies, laboratoires et hôpitaux.
- À effectuer deux semaines après l'apparition de symptômes, pour confirmer la présence d'anticorps.
- À effectuer tous les mois après la vaccination, pour confirmer la présence d'anticorps.

Piqûre au bout du doigt



Facile d'utilisation.

Résultats rapides.

Adapté en pré et post vaccination.



Pertinent uniquement en fin de période infectieuse.

Pas adapté à tous les vaccins.